





Limpieza del Equipo de Protección Ocular

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Dra. Georgina Herrera Mtz Coordinación Calidad	Dra. Laura Viviana Gómez Monje Subdirección Centros de Atención Médica	Dr. Juan Pablo Mogollón Avaunza Dirección de Infraestructura en Salud
Fecha de Emisión: Mayo 2020	Revisión:00	Próxima Revisión: Enero 2021

Prevención y Control del Infecciones PCI.6		
<i>Título:</i>	Limpieza del Equipo de Protección Ocular	Clave PRO-PCI-06/01
		Versión 00
		Página 2 de 6

ÍNDICE

RESUMEN DE LOS CAMBIOS	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. RESPONSABILIDADES	4
4. MATERIAL y RECURSOS	4
5. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ACCESORIOS OCULARES	5
6. FLUJOGRAMA	6
7. ANEXOS	6
8.- BIBLIOGRAFÍA	6

Prevención y Control del Infecciones PCI.6		
Titulo:	Limpieza del Equipo de Protección Ocular	Clave PRO-PCI-06/01
		Versión 00
		Página 3 de 6


RESUMEN DE LOS CAMBIOS

En la tabla siguiente resume los cambios clave del plan maestro, manual, protocolo, procedimiento o programa.

La tabla incluye la sección del cambio de texto y se incluye una descripción de los cambios. Los cambios pueden ser influidos y orientados por varias fuentes, incluyendo:

- Sugerencias por alguna acreditadora
- Comunicación entre organizaciones acreditadas, evaluadores y consultores en lo relativo a la necesidad de clarificación de los requisitos y expectativas para ser más específicos.
- La evolución de las prácticas asistenciales y el entorno cambiante de la atención.

No.	Sección de cambio de texto	Descripción de los cambios

Prevención y Control del Infecciones PCI.6		
Titulo:	Limpieza del Equipo de Protección Ocular	Clave PRO-PCI-06/01
		Versión 00
		Página 4 de 6

1. OBJETIVO

Establecer la pautas para la limpieza de los accesorios de protección ocular con el fin de disminuir el riesgo de ocurrencia de infección asociada a la atención en salud (IAAS) y reducir el riesgo de enfermedad laboral.

2. ALCANCE

El presente es aplicable a todas las áreas donde se realice un proceso de atención de pacientes que cumplan las definiciones de caso sospechoso de alguna enfermedad infectocontagiosa.

3. RESPONSABILIDADES


Es responsabilidad de la coordinación administrativa garantizar la dotación suficiente de accesorios de protección ocular para el personal dentro de los centros de atención médica Keralty México.

Es responsabilidad de cada funcionario hacer uso adecuado y racional de los accesorios dotados para protección ocular.

Es responsabilidad de cada funcionario colocar en el contenedor correspondiente el accesorio de protección ocular para su aseo cuando haya terminado su jornada laboral, posterior a haber atendido a un paciente con criterios de sospecha o confirmación de enfermedad infectocontagiosa o cuando este se encuentre visiblemente sucio.

4. MATERIAL y RECURSOS


- Insumos de limpieza
- Contenedor para depósito de equipo de protección ocular
- Solución Sanitizante
- Equipos de Protección Personal

Prevención y Control del Infecciones PCI.6		
Titulo:	Limpieza del Equipo de Protección Ocular	Clave PRO-PCI-06/01
		Versión 00
		Página 5 de 6

- Equipos de Protección Ocular

5. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ACCESORIOS OCULARES

1. La protección ocular dotada a cada funcionario deberá higienizarse en cualquiera de los siguientes momentos:
 - Al final de cada jornada
 - Cuando el accesorio se encuentre visiblemente sucio
 - Posterior a haber atendido a un paciente que cumpla con criterios de sospecha o confirmado de alguna enfermedad infectocontagiosa.
2. Al realizar el retiro o cambio de la protección ocular, el funcionario colocará el accesorio en el contenedor designado para tal fin.
3. El personal de enfermería antes de finalizar su jornada tomará el contenedor (utilizando guantes) donde se encuentran los accesorios de protección ocular y se dirigirá al área de laboratorio para su aseo.
4. Realizará higiene de manos y colocará su equipo de protección personal (bata de manga larga anitfluidos, mascarilla quirúrgica, goggles o careta, guantes de uso domiciliario).
5. Con el equipo de protección colocado, tomará los accesorios de protección ocular y enjuagará a chorro de agua.
6. Con un paño de microfibra humedecido con solución de cloro (10 ml en 1 litro) limpiará todas las superficies del protector ocular (si este se encuentra visiblemente sucio repita el paso)
7. Retirá el exceso de la solución clorada nuevamente a chorro de agua y los colocará a un lado sobre un paño limpio.

Prevención y Control del Infecciones PCI.6		
Titulo:	Limpieza del Equipo de Protección Ocular	Clave PRO-PCI-06/01
		Versión 00
		Página 6 de 6

8. Retirárá equipo de protección personal siguiendo la secuencia del protocolo de uso de elementos de protección personal y desechándolo en el contenedor de RPBI.
9. Realizará nuevamente higiene de manos.
10. Secará los googles o caretas con un paño de microfibra seco
11. Colocará los equipos limpios en el área de almacén para su posterior distribución.

6. FLUJOGRAMA

N/A

7. ANEXOS

N/A

8.- BIBLIOGRAFÍA

- Best Practices for Environmental Cleaning in Healthcare Facilities in Resource-Limited Settings, Versión 1 Noviembre 2019, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).